

ANDADOR DOS RUEDAS: NOTAS INFORMATIVAS E INSTRUCCIONES DE USO



DESCRIPCIÓN:

El andador con ruedas plegable fabricado en acero pintado con empuñaduras ajustables en altura, facilita un apoyo seguro y ayuda al usuario a mantener el equilibrio. El andador está fabricado según los requisitos esenciales de la directiva 93/42/CEE sobre Dispositivos Médicos.

USO CORRECTO

Para ajustar el andador, sitúelo delante del usuario y regule su altura de forma que los brazos del usuario tengan una inclinación hacia delante de unos 30° con las patas del andador en línea con los pies, y con las manos apoyadas sobre las empuñaduras.

Para abrir el andador, una vez apoyado en el suelo, presione hacia abajo la pletina articulada hasta que haga tope. Para volver a cerrarlo realice la operación contraria, presione la pletina hacia arriba.

Para utilizar correctamente el andador, seguir las siguientes indicaciones:

1. Ponga el andador a unos centímetros delante del cuerpo, dé un paso hacia delante, situando el pie en línea con la pata trasera del andador.
2. Dar el segundo paso situando el otro pie en línea con el centro del andador.
3. Mover hacia delante el andador hasta situar las patas traseras en línea con el pie avanzado.
4. Repita este procedimiento para los siguientes pasos.

ATENCIÓN

Antes de su utilización;

- Compruebe que el producto ha sido entregado en perfecto estado .
- No exceda el peso máximo.
- Asegúrese que la altura ha sido correctamente ajustada para su uso. Compruebe que los clips de seguridad se encuentran encajados y las cuatro patas están a la misma altura.
- Asegúrese que las pletinas articuladas hagan tope.

Durante su utilización;

- Lavar con agua y jabón.
- Sustituir las conteras de goma antideslizantes solo con repuestos originales, antes de que se rompan.
- Revise de forma periódica las tuercas y tornillos.
- Prestar mucha atención si se utiliza sobre superficie húmeda.

RECICLAJE

El andador puede ser utilizado por tiempo indefinido, mientras quede íntegro y no muestre señales de desgaste excesivo. No es biodegradable, y al terminar su vida útil **NO DEBE TIRARSE CONTAMINANDO EL MEDIO AMBIENTE**. Elimínelo junto con los residuos sólidos urbanos normales.

APEX MEDICAL SL

C/ Elcano nº 9, 6ª planta

48008 Bilbao - Vizcaya

Tel: + 34 94 470 64 08

Fax + 34 94 470 64 09

info@apexmedical.es

www.apexbrand.com

